

pluser

ДЛЯ ЛЮБОЙ ВАШЕЙ УЛЮБКИ

РЕШЕНИЕ - LASER



 **DOCTOR
SMILE**
INNOVATION HAS A NAME

 **pluser**
LASER. PASTER. BETTER.

PLUSER

ДОСТИГАЯ НОВЫХ ВЕРШИН

Разработанный для стоматологов, которые хотят предложить пациентам самое лучшее, Pluser является средством для достижения результатов, выходящих за рамки обыденного. Он эффективно работает во всех областях минимально инвазивной современной стоматологии. Добавление эрбиевого лазера в вашу практику означает признание ограничений традиционных инструментов... и их преодоление...

С Pluser у вас уже есть лучший ответ на вызовы завтрашнего дня.



ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ НА ВСЕ СЛУЧАИ

Pluser — это лазер, который выводит традиционную стоматологическую практику на новый уровень, устремляя её в будущее. Pluser является синонимом более быстрого лечения, высшего профессионализма, интеллектуальной универсальности и постоянных инноваций при лечении **твёрдых** и **мягких тканей**, в **костной хирургии** и **дерматологической хирургии** (средняя и нижняя треть лица).



КАЧЕСТВО КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Созданный для ежедневного использования, Pluser сопровождает вас от сложных хирургических операций до повседневных процедур. Например, **лечение кариеса**, одна из самых распространённых процедур с высокой значимостью для пациента — приобретает иной смысл, связанный с чувством комфорта и обеспечением наилучшего клинического качества.

Полное **отсутствие вибрации** и **травмы** при лазерной фотоабляции избавляют пациента от дискомфорта и обеспечивают наилучшее сохранение тканей, гарантируя их превосходную сохранность.



ВСЕГО ОДИН PLUSER

ДЛЯ МНОЖЕСТВА ПРОЦЕДУР

ТВЕРДАЯ ТКАНЬ

Лечение кариеса
Препарирование
полостей I/IV класса
Травление
Удаление композита
Герметизация фиссур
Десенсибилизация
Снятие виниров и
коронки

МЯГКАЯ ТКАНЬ

Хирургия
Френэктомия
Раскрытие имплантата
Лечение периимплантита
Ремоделирование тканей
Депигментация

ЛЕЧЕНИЕ

Фотобиомодуляция
Терапия боли
Периимплантит
Пародонтит
Гемостаз

ДЕРМАТОЛОГИЯ

(средняя и нижняя треть лица)

Дерматологическая
хирургия
Депигментация кожи
Биорегенерация кожи

КОСТНАЯ ХИРУРГИЯ

Расщепление
альвеолярного гребня
Поднятие дна
верхнечелюстного синуса
Формирование ложа под
имплантат
Удлинение клинической
коронки
Апикэктомия
Костная пластика

СТОМАТОЛОГИЯ НА ВАШ ЛАД

С Pluser работа становится проще и эффективнее, выходя на новый уровень и задавая современные стандарты. Технология Doctor Smile отличается лёгкостью использования— именно это делает её успешной и востребованной у сотен стоматологов по всему миру. Программное обеспечение, созданное на платформе **Android**, обеспечивает быстрый доступ к нужным протоколам всего за несколько кликов. Управление интуитивно понятно благодаря крупным и информативным иконкам, отображаемым на **10,1-дюймовом сенсорном экране**. С Pluser вы получаете полный набор рабочих параметров для каждой процедуры и можете изменять их так, чтобы достичь максимального клинического и эксплуатационного результата.



Программное обеспечение ProXimo

Карусельное меню

10,1" HD сенсорный экран

Редактируемые клинические параметры

Дисплей с регулировкой в 4 положениях

pluser

 **DOCTOR
SMILE**
INNOVATION HAS A NAME



ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ГРАНИЦ ИННОВАЦИИ ПОВСЮДУ

С Pluser вы всегда на шаг впереди: платформа Android и **встроенный Wi-Fi** обеспечивают лёгкое подключение к сети и максимум возможностей. Клинические протоколы автоматически обновляются, чтобы предоставлять самые актуальные данные исследований и разработок от пользователей и экспертов по лазерам. У вас под рукой обширная мультимедийная библиотека с большим выбором видеоуроков.

Техническая служба Doctor Smile всегда на связи, она может в реальном времени подключаться к оборудованию, быстро проводить диагностику и своевременно устранять любые проблемы.

Wi-Fi Direct

Встроенные клинические протоколы

Видеоуроки

Круглосуточная техническая поддержка





Решение MagicARM

Система подачи в гибком световоде

Пиковая мощность 12 Вт

Регулируемая частота импульсов от 5 до 100 Гц

ДИЗАЙН И НАУКА ВСЕ ПОД РУКОЙ

В Doctor Smile Отдел исследований и разработок создал новые решения для упрощения и улучшения эргономики Pluser.

Использование новой системы **MagicARM**, поддерживающей оптическое волокно, позволяет выполнять работу в правильной позиции, сохраняя естественное положение врача и создавая максимально комфортные условия во время процедуры. Конструкция Pluser также позволяет легко менять положение волокна, чтобы нужный наконечник всегда был под рукой именно тогда, когда он нужен.

Лазер нового поколения от Pluser обеспечивает мощность **12 Вт с регулируемой частотой импульсов от 5 до 100 Гц**, что позволяет справляться с любой клинической ситуацией наилучшим образом, без ограничений.



МНОГОЗАДАЧНОСТЬ В ОДНО КАСАНИЕ

Pluser — это мультидисциплинарная платформа, позволяющая применять многочисленные решения в стоматологии и дерматологии благодаря широкому выбору насадок.

Каждый этап лечения выполняется просто и быстро благодаря **системе easy-click** которая позволяет заменить насадку всего за несколько секунд. С помощью сенсорного интерфейса можно мгновенно выбрать рабочую область прямо на экране: графический интерфейс показывает доступные процедуры и оптимально подходящую насадку для каждой операции.



Система Easy-click

Стоматологические насадки: BOOST, 90° и 0°

Дерматологические насадки: сплошного поля и фракционные

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ

- В ВОЛНЕ

Источник лазера Pluser способен излучать два разных типа импульсов: **гауссовский** и **прямоугольный**. Гауссовский импульс — это идеальный режим излучения для стоматологии, так как он гарантирует полную защиту тканей и максимальный комфорт для пациента: энергия распределяется постепенно, устраняя стресс и боль. Прямоугольные импульсы чаще всего применяются в хирургии мягких тканей и дерматологических процедурах благодаря их способности постепенно накапливать тепло, обеспечивая коагуляцию и воздействие на глубокие слои дермы.

Индивидуально настраиваемая форма импульса

Гауссовская волна для стоматологических процедур

Прямоугольные и DEEP-импульсы для дерматохирургии

(средняя и нижняя треть лица)



БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ

ИНВЕСТИЦИЙ

- ✓ Рост прибыльности
- ✓ Увеличение полезности услуг
- ✓ Рост количества лечебных программ

Это инвестиция, а не расход. Pluser расширяет возможности вашей клиники по получению дохода, создавая новые источники прибыли и открывая перспективы для развития в тех направлениях лечения, которые ранее не применялись.



Удобный для пользователя интерфейс

Регулируемый лазерный импульс

Статистика использования

Программное расширение для диодного лазера

PROXIMO

НАСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ ЭПОХИ

Программное обеспечение ProXimo откроет вам путь к лучшей стоматологической практике — вашей собственной. Работа стала проще, чем когда-либо, благодаря быстрому и лёгкому доступу ко всем предустановленным процедурам, разделённым на категории: **дёсны**, **зубы**, **кость** и **лечение**. Всё это отображается на полноцветном **сенсорном** дисплее, который невероятно интуитивен в использовании.

Pluser — это подлинная **медицинская энциклопедия**, всегда под рукой. Его база данных отражает годы практического опыта врачей и исследователей в использовании эрбиевого лазера, а также включает интегрированные клинические идеи и сведения, позволяющие расширять профессиональные знания в лазерной стоматологии.

★ FAVOURITES

DENTAL

DERMA

GUM

TOOTH

BONE

AESTHETIC



BONE SURGERY



APICECT.



CROWN LENGTHEN.



IMPLANT SITE PREP.

BONE SURGERY

INFO

LOW

NORMAL

BOOST

MANUAL



Power 2.0 W
Energy 100 mJ



adult

Freq 20 Hz

Timer ---

Water 70 %

Air 90 %

0.4

★ 0.6

0.8

B



СДЕЛАЙТЕ ТАК,

ЧТОБЫ О ВАС ГОВОРИЛИ

Итальянский стиль и передовые лазерные технологии в одном решении. 

Компактный размер, изящный дизайн, лёгкий в работе — это Pluser.
Благодаря функциональному и эргономичному дизайну ваш новый лазер всегда будет радовать результатами, придавая клинике элегантный, высокотехнологичный облик — [настоящая визитная карточка, которая выделяет вас среди других.](#)



pluser

 DOCTOR
SMILE
INNOVATION HAS A NAME



СТРАСТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ ТОЧНОСТЬ ДО МИКРОНА

Разработанные для максимальной точности при работе даже с самыми сложными тканями, **насадки Pluser** помогают достигать выдающихся результатов. Бесконтактная технология избавляет пациентов от неприятных вибраций, свойственных традиционным инструментам.

Насадки, различающиеся по цветовой маркировке, имеют точно рассчитанные длину и диаметр, что обеспечивает **максимально эффективное излучение лазера** в зависимости от выполняемой процедуры, сохраняя все преимущества лучших и минимально инвазивных методик лечения для ваших пациентов.



Насадки с цветовой маркировкой для каждой процедуры

Сапфировые насадки для максимальной эффективности

Быстрая и удобная установка в наконечник



FAVOURITES

DENTAL

PERIO

ENDO

SURGERY

DERMA

DIODE

THERAPY

WHITENING



ti

Trismus (tmj)



Biostimulation



Sealing groove



Analgesia laser



Biostimulation

NORM



Power 1.0 W

Pulse CW

Timer 60 sec





DPPLUS

МОДУЛЬ, МЕНЯЮЩИЙ РЕАЛЬНОСТЬ

Модуль **dplus** (разработанный эксклюзивно для версий Pluser Kombi и Pluser Kombi Derma) значительно расширяет спектр процедур, открывая новые возможности и поднимая работу вашего лазера на уровень высшего мастерства.

Благодаря диодному источнику становятся доступными области, недостижимые для других эрбиевых лазеров. С его помощью возможны такие процедуры, как: **фотобиомодуляция, системная деконтаминация, коагуляция экссудатов, пародонтологические вмешательства, анальгетическая терапия.**

Один инструмент объединяет в себе две взаимодополняющие функции. **Dplus** — является ключом к новой, минимально инвазивной стоматологии, созданной для новых профессиональных достижений и максимального комфорта пациента.

Готовые встроенные протоколы для диодного лазера

Насадки для диодной терапии в комплекте

Фотобиомодуляция с помощью насадки для плоской волны



PLUSER DERMA

КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ ОТРАЖАЕТСЯ НА КОЖЕ

С Pluser всегда есть возможность расширить профессиональные горизонты и воспользоваться уникальным преимуществом благодаря уникальному сочетанию передовых технологий и широких возможностей применения.

Pluser обеспечивает высочайшую точность и универсальность: он одинаково эффективен в дерматологии и может быть дополнен программным обеспечением и аксессуарами, чтобы превратить стоматологическую практику в современную **многопрофильную клинику дерматологической хирургии**.
(средняя и нижняя треть лица).

Версия Kombi Derma оснащена насадкой Full Field для лечения повреждений кожи и фракционной насадкой для стимуляции её регенерации.
(средняя и нижняя треть лица).

Что это означает? **Новые методы лечения, новые клинические случаи, новые пациенты.**

pluser

 **DOCTOR
SMILE**
INNOVATION HAS A NAME

10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ

PLUSER

Высокая скорость работы

И при работе с мягкими, и при работе с твёрдыми тканями Pluser удивит вас высокой скоростью резки, при этом при этом зона воздействия всегда остаётся чистой и стерильной благодаря действию лазера.

Высочайшая эффективность

Безболезненное и бесконтактное лечение с более быстрым заживлением. Оценив лазерную терапию один раз, вы уже не сможете от неё отказаться.

Для профессионалов

Pluser легко адаптируется к любым клиническим задачам, становясь продолжением вашего подхода. Широкий выбор насадок, доступных процедур и аксессуаров позволяет врачу настроить лазер так, чтобы работать как удобно именно ему.

Простота и удобство

Беспроводная педаль, удобные насадки и понятные графические иконки делают работу с Pluser лёгкой, приятной и максимально эффективной в повседневной стоматологической практике.

Интегрированный модуль dplus

Добавляет функции диодного лазера для пародонтологии, обезболивания, гемостаза и фотобиомодуляции. Уникальные комбинации, не имеющие аналогов.

Световод

Оптическое волокно Pluser лёгкое, гибкое и долговечное, обеспечивая безопасную, комфортную и максимально эффективную работу.

Встроенный видеопrotocol

Большое количество клинических видео и предустановленных протоколов можно просматривать прямо на цветном экране для пошагового сопровождения процедур.

Два формата импульса

Единственный лазер, работающий в двух форматах: гауссов импульс — для мягких тканей в стоматологии, и прямоугольный импульс — для дерматологии (средняя и нижняя треть лица).

Создан для вашей практики

Компактный размер и элегантный дизайн делают Pluser подходящим для любого кабинета, добавляя ощущение современности и технологичности, а также удобства в течение всего рабочего дня.

100% Сделано в Италии

Pluser — медицинский продукт с сертификацией ЕС, полностью разработанный и произведённый в Италии.

СРАВНИТЕ МОДЕЛИ

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ PLUSER

ЛИНЕЙКА PLUSER

Конфигурации	Pluser Kombi	Pluser Kombi derma
Длина волны	2940+980 нм	2940+980 нм
Максимальная мощность	12 Вт	12 Вт
Стоматологические протоколы	✓	✓
dplus диодный модуль	✓	✓
Насадка 90°	✓	✓
Насадка 0°	✓	✓
Насадка Boost	✓	✓
Насадка Diode	✓	✓
Насадка Flat wave	✓	✓
Дерматологические протоколы	—	✓
Насадка Fractional derma	—	✓
Насадка Full Field derma	—	✓
Импульс по гауссу	✓	✓
Прямоугольный импульс	—	✓
Беспроводная ножная педаль	✓	✓



LAERT001.1 является медицинским изделием с сертификацией ЕС

Все лазерные системы LAMBDA S.p.A. имеют сертификацию ЕС в соответствии с Директивами ЕС для медицинского оборудования: Директива 93/42/ЕЕС

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ