

simpler

ENERGIZE YOUR PRACTICE!



simpler

ИМЕННО ТО, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО




8W
power


Easy
to use


T.O.P.
Tissue
Optimized
Pulsing


7"
display
touch


Full
colour
screen


Android
platform


Wi-Fi


Bluetooth


Light
handpiece


Pedal
wireless

SIMPLER - это диодный лазер для стоматологии, необходимый для проведения процедур в областях:

- ЭНДОДОНТИЯ
- ПАРОДОНТИЯ
- ИМПЛАНТАЦИЯ
- ТЕРАПИЯ
- ОТБЕЛИВАНИЕ
- УСТРАНЕНИЕ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- ХИРУРГИЯ ФИБРОЗНЫХ ТКАНЕЙ
- ХИРУРГИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
- ХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ГРАНУЛЯЦИОННОЙ ТКАНИ

Режим **TOP** Tissue Optimized Pulse - это конфигурация, учитывающая биотип тканей, которая регулирует излучение лазера для идеального бескровного рассечения любых мягких тканей при мощности лазера до 8 Вт. **SIMPLER** - доступный и незаменимый инструмент для каждой современной стоматологической практики!

C SIMPLER

ВСЕ ПРОЩЕ

SIMPLER открывает новые возможности для лечения множества состояний полости рта: мягких и твердых тканей, в пародонтологии, эндодонтии и хирургии. Лазерная терапия применяется для фотобиомодуляции, снижения чувствительности дентина, заживления герпеса и афт. В эстетической стоматологии **SIMPLER** показывает высокую эффективность при отбеливании зубов.

Диодный лазер **SIMPLER** от Doctor Smile — оптимальное решение для стоматологов, которым необходим профессиональный, удобный, точный и многофункциональный инструмент. **SIMPLER** идеально подходит для того, чтобы облегчить вашу работу и одновременно предоставить пациентам минимально инвазивное лечение.

Быстрый и интуитивно понятный, с полноцветным сенсорным дисплеем и платформой Android, он позволяет быстро понять, насколько простой может быть ежедневная рутинная безболезненная процедура.

Готовы открыть для себя новые впечатления?



simpler

 DOCTOR
SMILE
INNOVATION HAS A NAME

НЕЗАМЕНИМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

SIMPLER станет частью вашей практики и будет удовлетворять многочисленные терапевтические потребности. Вы быстро осознаете, насколько незаменимым и продуктивным стало его присутствие.

Ваши пациенты будут довольны прекрасным ощущением, которое дает лазерная терапия, так как вы будете использовать меньше анестетиков, а процедуры будут проходить быстрее и без вибрации.

SIMPLER — это просто эффективно, результативно и безопасно.



LA9D0 003.3 является медицинским изделием с сертификацией ЕС.

Сделано в Италии



Технические данные	
Код	LA9D0 003.3
Длина волны	980 нм
Максимальная мощность	8 Вт
Режим импульса	Непрерывный, импульсный, суперимпульсный
Частота	До 25 кГц
Размеры (ШxВxД)	225x154x137 мм
Вес	1,3 кг
Медицинский класс	II B
Класс лазера	4



Все медицинские лазеры LAMBDA S.p.A. сертифицированы знаком CE в соответствии с Директивами ЕЕС для медицинских изделий: Директива 93/42

A M DP 1170